

GP CL DGC 251 L

DGClean 250 ml

dla najlepszych efektów czyszcz. urządzeń do gotowania na parze z piekarnikiem.

EAN: 4002515604502 / Numer materiału: 10172710 /
Stary numer materiału: 23996125EU1



- Skuteczne usuwanie tłuszczu bez intensywnych zapachów
- Łatwe czyszczenie dzięki dobrej przyczepności
- Znakomita przyczepność również do pionowych powierzchni
- Bezpieczny dla żywności
- Najlepsza pielęgnacja na wiele lat niezawodności