

GP CL KM 0252 L

Śr. do czyszcz. szkła cer./stali, 250 ml

Dla najlepszych efektów czyszczenia i bezpiecznego stosowania.

EAN: 4002515606049 / Numer materiału: 10173120 /  
Stary numer materiału: 22996291EU1



- Najlepszy produkt na rynku — zwycięzca testu w Szwajcarii
- Skutecznie usuwa tłuszcz, przypalenia i plamy po wodzie
- Pozostawia warstwę ochronną, która ułatwia późniejsze czyszczenie
- Delikatne czyszczenie dzięki łagodnej formule
- Nie stosować przy CleanSteel lub PerfectClean
- Najlepsza pielęgnacja na wiele lat niezawodności