


UG 30-90/70-85

Cokół, zamknięty

do podwyższenia maszyny, 70 cm głębokości, 90 cm szerokości.



- Dla wszystkich urządzeń o szerokości 90, głębokości 70 cm

EAN: 4002515622506 / Numer materiału: 10210600 / Stary numer materiału: 69309002D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8582 CD	•
PG 8583 CD	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Podbudowa/cokół	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	317
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	900
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	700
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	310
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	610
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	610
Ciężar netto w kg	15,60
Ciężar brutto w kg	17,00