

DE-CS7-85

Pokrywa urządzenia

do przykrycia urządzenia od góry, 70 cm głębokości, 90 cm szerokości.



EAN: 4002515648155 / Numer materiału: 10222780 / Stary numer materiału: 69216011D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8582 CD	•
PG 8583 CD	•
Kategoria urządzeń	
Pokrywka	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	15
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	700
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	900
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	790
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	990
Ciężar netto w kg	14,45
Ciężar brutto w kg	16,75