

UGT 44-60/85

Cokół zamknięty, z drzwiami
do ergonomicznego załadunku i rozładunku urządzenia.



- Możliwość przechowywania np. chemikaliów procesowych

EAN: 4002515647295 / Numer materiału: 10259260 / Stary numer materiału: 69506001D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategoria urządzeń	
Podbudowa/cokół	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	440
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	600
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	600
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	460
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	610
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	610
Ciężar netto w kg	5,00
Ciężar brutto w kg	6,40