


DKF 12-R  
Filtr reaktywny AirClean  
do wielu wyciągów kuchennych Miele.

EAN: 4002515652510 / Numer materiału: 10271450 /  
Stary numer materiału: 28996362EU1



- Z węglem aktywnym – skutecznie neutralizuje zapachy gotowania
- Łatwa regeneracja w piekarniku co pół roku
- Żywotność 3 lata
- Przy regularnej wymianie jest korzystniejszy od filtrów jednoraz
- Zawartość: 1 filtr, wymiary: 25,6 cm x 23,3 cm x 4,3 cm