


DKF 21-R
Filtr reaktywny AirClean
Do wyciągu Miele DA 670x.



EAN: 4002515652527 / Numer materiału: 10271460 /
Stary numer materiału: 28996363EU1

- Z węglem aktywnym – skutecznie neutralizuje zapachy gotowania
- Łatwa regeneracja w piekarniku co pół roku
- Żywotność 3 lata
- Przy regularnej wymianie jest korzystniejszy od filtrów jednoraz
- Zawartość: 4 filtry, wymiary: 42,8 cm x 10,0 cm x 1,9 cm