


DKF 25-R
Filtr reaktywny AirClean
do wyciągów kuchennych Miele DA 60x6 W/6796 W/699x W/769x W.

EAN: 4002515652534 / Numer materiału: 10271470 /
Stary numer materiału: 28996364EU1



- Z węglem aktywnym – skutecznie neutralizuje zapachy gotowania
- Łatwa regeneracja w piekarniku co pół roku
- Żywotność 3 lata
- Przy regularnej wymianie jest korzystniejszy od filtrów jednoraz
- Zawartość: 1 filtr, wymiary: 33,7 cm x 30,5 cm x 1,9 cm