

A 810

Siatka przykrywająca
do optymalnego unieruchomienia wrażliwego ładunku.



- Rama stalowa opięta siatką plastikową, wielkość 445 x 215 mm
- Szczególna odporność i żywotność

EAN: 4002515676783 / Numer materiału: 10283650 / Stary numer materiału: 69501700D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Pokrywka	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Biały
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	20
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	235
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	470
Ciężar netto w kg	0,44
Ciężar brutto w kg	0,57