

A 810/1

Siatka przykrywająca

do optymalnego unieruchomienia wrażliwego ładunku.



- Rama stalowa opięta siatką plastikową, wielkość 206 x 215 mm
- Szczególna odporność i żywotność

EAN: 4002515671764 / Numer materiału: 10283670 /

Stary numer materiału: 69501800D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Kategoria urządzeń	
Pokrywka	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Biały
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	20
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	235
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	232
Ciężar netto w kg	0,28
Ciężar brutto w kg	0,35