


A 811  
Siatka zastępcza  
do wymiany siatki z A 810



- Łatwa wymiana siatki
- Szczególna odporność i żywotność

EAN: 4002515676790 / Numer materiału: 10283680 /  
Stary numer materiału: 69501900D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Pokrywka	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Biały
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	20
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	235
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	475
Ciężar netto w kg	0,09
Ciężar brutto w kg	0,15