


A 811/1
Siatka zastępcza
do wymiany siatki z A 810/1



- Łatwa wymiana siatki
- Szczególna odporność i żywotność

EAN: 4002515676493 / Numer materiału: 10283690 / Stary numer materiału: 69502000D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria produktowa	
Pokrywka	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Biały
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	20
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	230
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	230
Ciężar netto w kg	0,02
Ciężar brutto w kg	0,07