

VB 1828

Małe torebki próżniowe  
do wszystkich szuflad do pakowania próżniowego Miele

EAN: 4002515733561 / Numer materiału: 10380620 /  
Stary numer materiału: 23996127EU1



- Idealne do gotowania sous-vide
- Przeznaczone dla płynnych i stałych produktów spożywczych
- Gładkie, odporne na rozerwanie, 90  $\mu$ . Jednorazowego użytku.
- Wymiary: 180 x 280 mm – zawartość: 50 sztuk