

DKF 1000-R

Filtr reaktywny AirClean

Na nieprzyjemne zapachy kuchenne.



EAN: 4002515745489 / Numer materiału: 10427040 /  
Stary numer materiału: 28996369EU1

- Do DUU 1000-2 i DUU 1500
- do CSDA1xxx/CSDA700x/  
KMDA763x/KMDA7476/  
KMDA7774 w trybie zamk. obiegu  
powietrza
- Przy regularnej wymianie jest  
korzystniejszy od filtrów jednoraz
- Łatwa regeneracja w piekarniku co  
pół roku
- Żywotność 3 lata