

GS CL 1403 P

Proszek do zmywarki, 1,4 kg

dla najlepszych rezultatów czyszczenia. Ze zintegrowanym dozownikiem.

EAN: 4002515773383 / Numer materiału: 10528410 /  
Stary numer materiału: 21995507EU5



- Z aktywnym tlenem dla gruntownego mycia
- Z superenzymami – efektywnie już przy niskich temperaturach
- Z formułą ochrony szkła przed korozją
- Wysoka wydajność – nawet na 95 cykli zmywania
- Aktywny tlen dla jeszcze większej czystości