

GS CL 1003 P

Proszek do zmywarki, 1 kg

dla najlepszych efektów zmywania przy indywidualnym dozowaniu.

EAN: 4002515773413 / Numer materiału: 10528500 /  
Stary numer materiału: 21995508EU1



- Z aktywnym tlenem dla gruntownego mycia
- Z superenzymami – efektywnie już przy niskich temperaturach
- Formuła ochrony szkła przed korozją
- Wysoka wydajność – na ok. 70 cykli zmywania
- Aktywny tlen dla jeszcze większej czystości