

A 208

Wózek

do optymalnego umieszczenia 8 pojemników siatkowych.



- Wysoka wydaj.: jednoczesne przygotowywanie 8 tac siatkowych DIN
- 4 dodatkowe możliwości przyłączenia narzędzi z pustką
- Wyjmowana płaszczyzna zwiększa wysokość załadowania

EAN: 4002515809242 / Numer materiału: 10616030 / Stary numer materiału: 69620800D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Wózek na tace siatkowe	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie tac siatkowych	•
Ładowność	
Tace siatkowe DIN [ilość]	8
Narzędzia z pustką [ilość]	4
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	397
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	529
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	546
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	525
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto w kg	4,40
Ciężar brutto w kg	6,40