

E 473/2

Sito

z pokrywką, dla różnych drobiazgów.



- Do zawieszenia
- Ze sprawnie działającym zamknięciem pokrywy

EAN: 4002515811962 / Numer materiału: 10623720 / Stary numer materiału: 69547303D

Przynależność produktowa	
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Kategoria urządzeń	
Inny wkład	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	88
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	66
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	66
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	95
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	110
Ciężar netto w kg	0,10
Ciężar brutto w kg	0,14