

A 207

Wózek

do optymalnego umieszczenia narzędzi mikro.



- Wydajne uzdatnianie: szybkie załadowanie i wysoka przepustowość
- Górna płasz.: do 8 tacek do optym. umieszczenia narzędzi z pustką
- Dolna płasz.: 8 tacek dla dodatkowych instrumentów oftam.

EAN: 4002515815601 / Numer materiału: 10632400 / Stary numer materiału: 69620700D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wózek do narzędzi okulistycznych	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Możliwość założenia filtra centralnego	•
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie narzędzi okulistycznych	•
<b>Ładowność</b>	
Tace/zasobniki [liczba]	16
Zestawy operacyjne dla narzędzi minimalnie inwazyjnych [ilość]	8
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	438
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	542
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	525
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto w kg	4,40
Ciężar brutto w kg	6,40
<b>Dołączone opakowanie</b>	
A 311 uchwyt na tace [liczba]	2
A 800, rurka filtracyjna [liczba]	1
A 804, szczoteczka do czyszczenia [liczba]	1