

A 310

Wkład

do optymalnego umieszczenia 8 par butów operacyjnych.



- Do zastosowania w koszach górnych
- do umieszczenia 8 par butów operacyjnych do rozmiaru 41
- Do stosowania w koszach górnych A 101 oraz A 102

EAN: 4002515816349 / Numer materiału: 10632610 /

Stary numer materiału: 69631000D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wkład na obuwiu operacyjne	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie obuwia operacyjnego	•
<b>Ładowność</b>	
Obuwie operacyjne [ilość]	8
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	75
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	405
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	435
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	425
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	450
Ciężar netto w kg	0,50
Ciężar brutto w kg	0,83