

DTD 2

Tacka ociekowa

do bezpiecznego umieszczania kanistrów ProCare.

EAN: 4002515933695 / Numer materiału: 10695460 / Stary numer materiału: 61910001D



Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	62
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	262
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	420
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	74
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	327
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	463
Ciężar brutto w kg	1

- Zapewnia miejsce na 2 kanistry ProCare
- Bezpieczne ustaw. dla kanistrów o pojemn. 5 i 10 l serii ProCare
- Optym. opróżnianie resztkowe kanistrów dzięki kątowi pochylecia
- Odpowiednie do stosowania w bocznej szafce