


A 105/1

Kosz górny

regulacja wysokości, bez dysz iniekcyjnych, do mocowania różnych instrumentów.



- Prawa strona: 22 punkty iniektora
- Lewa strona do umieszczenia wkładów
- Aktywne czyszczenia wnętrza instrumentów przelotowych
- Aktywne suszenie wewnętrzne prostnic i kątnic
- Stosowanie rurki filtracyjnej A 800 w obu listwach iniekcyjnych

EAN: 4002515941157 / Numer materiału: 10777260 / Stary numer materiału: 69610501D

Przynależność produktowa	
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz górny	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Możliwość założenia filtra centralnego	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Ładowność	
Narzędzia transmisyjne [ilość]	22
Narzędzia z pustką [ilość]	22
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	202
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	528
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	528
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	525
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto w kg	4,86
Ciężar brutto w kg	5,56
Dołączone opakowanie	
Zestaw kluczy A 838 [liczba]	1