


DKF 11-R  
Filtr reaktywny AirClean  
do wyciągu kuchennego Miele DA 7198 W.

EAN: 4002515944400 / Numer materiału: 10787630 /  
Stary numer materiału: 28996385EU1



- Z węglem aktywnym – skutecznie neutralizuje zapachy gotowania
- Łatwa regeneracja w piekarniku co pół roku
- Przy regularnej wymianie jest korzystniejszy od filtrów jednoraz
- Żywotność 3 lata
- Zawartość: 1 filtr, wymiary: 25,0 cm x 19,8 cm x 4,1 cm