

TC 1150

Obudowa nasady

do urządzeń o sz. 1.150 mm bez kondensatora pary czy agregatu suszącego.

EAN: 4002515992128 / Numer materiału: 10880750 / Stary numer materiału: 69252004D



- Wraz z zamykanymi drzwiami serwisowymi
- Osłonę aż do sufitu wykonuje inwestor

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 8617	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Pokrywka	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1002
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	835
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	1200
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1002
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	835
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1200
Ciężar netto w kg	60,13
Ciężar brutto w kg	75,13