

DS 10

Pompa dozująca membranowa  
do kanistrów 10 l, do dozowania płynów.



- Do wyposażania dodatkowych pomp dozujących
- Do dozow. środków czyszczących, nabłyszczaczy i neutralizatorów
- Wraz z lancą ssącą do kanistrów 10 l
- Zakres dostawy: pompa, lanca, kontrola pojemn. dozowania i węże

EAN: 4002515992241 / Numer materiału: 10880870 /  
Stary numer materiału: 69249101D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
System dozujący	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
AC/DC	DC
Napięcie w V	24
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,01
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	480
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	150
Ciężar netto w kg	1,05
Ciężar brutto w kg	1,25