

FP 900

Cokół

wraz z wanną denną i przebiciami dla instalacji powietrza odlotowego.



- Odpowiednie do 2-drzwiowych urządzeń o szerokości 900 mm
- Rama z wbudowaną wanną na przecieki ze stali szlachetnej
- Odpowiednie do urządzeń z zaworem odpływowym lub pompą odpływową

EAN: 4002516031925 / Numer materiału: 10941870 / Stary numer materiału: 69253005D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 8616	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Podbudowa/cokół	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	900
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	990
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	161
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	935
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1200
Ciężar netto w kg	25,20
Ciężar brutto w kg	36,30