


RP 1150

Cokół, na rolkach

do urządzeń o sz. 1.150 mm, wraz z wanną denną, bez przebić na odpływ denny.



- Odpowiednie do 1-drzwiowych urządzeń o szerokości 1.150 mm
- Kółeczka do wyciągania maszyny w celu wykonania serwisu
- Odpowiednie tylko do urządzeń z pompą odpływową
- Łatwy dostęp w przypadku serwisu

EAN: 4002516032472 / Numer materiału: 10941950 / Stary numer materiału: 69253008D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 8617	•
Kategoria urządzeń	
Podbudowa/cokół	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	990
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	1150
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	170
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1045
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1200
Ciężar netto w kg	35,40
Ciężar brutto w kg	43,70