

GP CC 001 C

AutoCleaner

do automatycznego czyszczenia ekspresów do kawy Miele.

EAN: 4002516104407 / Numer materiału: 10971380 /
Stary numer materiału: 29996914EU2



- Zawartość: 4 szt.
- Automatyczne i skuteczne czyszczenie przewodów na mleko
- Automatyczne i skuteczne odtłuszczenie zaparacza
- Jeden opakowanie wystarcza na ok 1 rok
- Najlepsza pielęgnacja na wiele lat niezawodności