

A 500

Wózek

z 1 poziomem do czyszczenia szkła i przyrządów laboratoryjnych.



- Do mocowania wsadów i szalek siatkowych
- Dzięki A 603 istnieje możliwość rozszerzenia do 2 poziomów

EAN: 4002516050421 / Numer materiału: 10973880 / Stary numer materiału: 69650001D

| Przynależność produktowa | |
|---|------------------------------------|
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Kategoria urządzeń | |
| Wózek do wkładów | • |
| Cechy produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Stal szlachetna, Czarny |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie szkła laboratoryjnego | • |
| Ładowność | |
| Tace siatkowe DIN [ilość] | 3 |
| Tace siatkowe SPRI [ilość] | 2 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 153 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 650 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 790 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 170 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 660 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 810 |
| Ciężar netto w kg | 4,70 |
| Ciężar brutto w kg | 5,00 |