

A 501

Wózek

z 4 poziomami do czyszczenia szkła i przyrządów laboratoryjnych.



- Do mocowania wsadów i szalek siatkowych
- Możliwość rozszerzenia do 5 lub 6 poziomów przez wsunięcie A 601

EAN: 4002516050438 / Numer materiału: 10973890 / Stary numer materiału: 69650101D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do wkładów	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowność	
Tace siatkowe DIN [ilość]	18
Tace siatkowe SPRI [ilość]	12
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	659
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	650
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	710
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	795
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	860
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	715
Ciężar netto w kg	9,80
Ciężar brutto w kg	31,00