

A 503

Wózek

bez poziomów, do czyszczenia szkła i przyrządów laboratoryjnych.



- Do mocowania wsadów i szalek siatkowych
- Zależnie od wysokości, istnieje możl. zamontowania do 6 modułów
- Możliwość wyjęcia górnej listwy oraz górnej podpórki

EAN: 4002516050445 / Numer materiału: 10973900 / Stary numer materiału: 69650301D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategoria urządzeń	
Wózek z podłączeniem modułu	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	433
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	790
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	650
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	790
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	860
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	715
Ciężar netto w kg	17,00
Ciężar brutto w kg	20,00