


A 601

Wkład

do dodawania dodatkowego poziomu do wózka A 501.



- Bez ramienia spryskującego

EAN: 4002516050513 / Numer materiału: 10973970 / Stary numer materiału: 69660101D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategoria urządzeń	
Inny wkład/inny moduł	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowność	
Tace siatkowe DIN [ilość]	3
Tace siatkowe SPRI [ilość]	2
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	33
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	590
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	775
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	610
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	790
Ciężar netto w kg	2,12
Ciężar brutto w kg	2,96