

A 603

Nasadka

do przedłużania wózka A 500 na 2 poziomach.



- Z ramieniem spryskującym

EAN: 4002516050520 / Numer materiału: 10973980 / Stary numer materiału: 69660301D

| | |
|---|------------------------------------|
| Przynależność produktowa | |
| Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Kategoria urządzeń | |
| Inny wkład/inny moduł | • |
| Cechy produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Stal szlachetna, Czarny |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie szkła laboratoryjnego | • |
| Ładowność | |
| Tace siatkowe DIN [ilość] | 3 |
| Tace siatkowe SPRI [ilość] | 2 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 565 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 640 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 790 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 780 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 710 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 820 |
| Ciężar netto w kg | 6,80 |
| Ciężar brutto w kg | 13,80 |