

A 606

Moduł

do korzystania z np. wkł. do szkła laboratoryjnego na górnym poz. wózka A 503



- Z ramieniem spryskującym

EAN: 4002516050537 / Numer materiału: 10973990 / Stary numer materiału: 69660601D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategoria urządzeń	
Inny wkład/inny moduł	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	97
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	505
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	606
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	120
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	525
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	620
Ciężar netto w kg	2,40
Ciężar brutto w kg	3,00