

KFP 2454 ed/cs

Front ze stali szlachetnej

Dla atrakcyjnego integrowania chłodziarek na wino MasterCool w kuchni.




EAN: 4002516055709 / Numer materiału: 10982960 /
Stary numer materiału: 38996066EU1

- Dla chłodziarek na wino o szerokości 60 cm

KFP 2454 ed/cs

Front ze stali szlachetnej

Dla atrakcyjnego integrowania chłodziarek na wino MasterCool w kuchni.



KFP2455ed/cs, KFP2454ed/cs, front panel, front dimensions, MasterCool, installation drawings