

A 612

Moduł

do optymalnego przygotowywania dużych rozmiarów szkła laboratoryjnego.



- Możliwość indywidualnego wyposażenia w dysze iniekcyjne
- Odpowiednia do butelek laboratoryjnych 2–10 l, kolb okrągł. 2–6 l
- Odpowiednia do kolb Erlenmeyera 2–5 l, kolb miarowych 2–5 l
- Możliwość zamontowania w wózku A 503

EAN: 4002516063353 / Numer materiału: 10999050 / Stary numer materiału: 69661200D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wkład/moduł na szkło z wąską szyjką	•
Moduł na szkło laboratoryjne o dużej objętości	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Ładowność</b>	
Szkło laboratoryjne o dużej objętości [ilość]	4
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	221
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	253
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	608
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	245
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	635
Ciężar netto w kg	3,60
Ciężar brutto w kg	4,40