


A 613

Moduł

do optymalnego przygotowania pipet jednomiarowych i pomiarowych.



- Wyposażona w 98 dysz iniekcyjnych
- Odpowiednia do pipet miarowych o pojemności 1–50 ml
- Odpowiednia do pipet jednomiarowych o pojemności od 1–100 ml
- Możliwość zamontowania w wózku A 503

EAN: 4002516063360 / Numer materiału: 10999070 / Stary numer materiału: 69661300D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na pipety	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowność	
Pipety [ilość]	98
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	194
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	254
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	604
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	610
Ciężar netto w kg	4,40
Ciężar brutto w kg	6,40