

A 620

Moduł

do optymal. przygotowywania szkła laboratoryjnego, z 10 miejscami na iniektory.



- Możliwość indywidualnego wyposażenia w maks. 10 dysz
- Możliwość zamontowania w wózku A 503
- Część składowa systemu EasyLoad

EAN: 4002516063391 / Numer materiału: 10999100 / Stary numer materiału: 69662000D

| Przynależność produktowa | |
|---|-----------------|
| Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Kategoria urządzeń | |
| Wkład/moduł na szkło z wąską szyjką | • |
| Wkład na różne butelki | • |
| Cechy produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Kolor | Stal szlachetna |
| Część składowa systemu EasyLoad | • |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie szkła laboratoryjnego | • |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 113 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 133 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 608 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 145 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 150 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 620 |
| Ciężar netto w kg | 0,77 |
| Ciężar brutto w kg | 1,82 |