

A 622

Moduł

Do optymal. przygotowywania szkła laboratoryjnego, z 36 miejscami na iniektory.



- Możliwość indywidualnego wyposażenia w maks. 36 dysz
- Możliwość zamontowania w wózku A 503
- Część składowa systemu EasyLoad

EAN: 4002516063414 / Numer materiału: 10999120 / Stary numer materiału: 69662200D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na szkło z wąską szyjką	•
Wkład na różne butelki	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Część składowa systemu EasyLoad	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowność	
Szkło z wąską szyjką [ilość]	36
Butelki [ilość]	36
Kolby okrągłe [ilość]	36
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	113
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	204
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	608
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	145
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	220
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	625
Ciężar netto w kg	1,42
Ciężar brutto w kg	2,53