

A 622

Moduł iniekcyjny

Do optymal. przygotowywania szkła laboratoryjnego, z 36 miejscami na iniektory.



- Możliwość indywidualnego wyposażenia w maks. 36 dysz
- Do stosowania w wózkach załadunkowych A 503 i APLW 511
- Część składowa systemu EasyLoad

EAN: 4002516063414 / Numer materiału: 10999120 /

Stary numer materiału: 69662200D

Przynależność produktowa

Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne

•

Myjnie laboratoryjne SlimLine do przemysłowego czyszczenia części

•

Kompat. z innymi produktami

PLW 8615

•

PLW 8616

•

PLW 8617

•

Kategoria urządzeń

Wkład/moduł na szkło z wąską szyjką

•

Wkład na różne butelki

•

Obszar zastosowania

Przygotowywanie szkła laboratoryjnego

•

Cechy produktu

Materiał

Stal szlachetna

Kolor

Stal szlachetna

Część składowa systemu EasyLoad

•

Ładowość

Szkło z wąską szyjką [ilość]

36

Butelki [ilość]

36

Kolby okrągłe [ilość]

36

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm

113

Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm

204

Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm

608

Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm

145

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm

220

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm

625

Ciężar netto w kg

1,42

Ciężar brutto w kg

2,53