

APWD 075  
Miska zlewowa  
z płukaniem brzegowym.



EAN: 4002516065661 / Numer materiału: 11013450 / Stary numer materiału: 68507500D

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Przynależność produktowa</b>          |                 |
| Zmywarki do basenów sanitarnych          | •               |
| <b>Kompat. z innymi produktami</b>       |                 |
| PWD 8541                                 | •               |
| PWD 8545                                 | •               |
| PWD 8546                                 | •               |
| PWD 8549                                 | •               |
| <b>Kategoria urządzeń</b>                |                 |
| Pozostałe akcesoria                      | •               |
| <b>Cechy produktu</b>                    |                 |
| Materiał                                 | Stal szlachetna |
| Kolor                                    | Stal szlachetna |
| <b>Wymiary i waga</b>                    |                 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm   | 970             |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm  | 500             |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm  | 600             |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm  | 1150            |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 730             |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 800             |
| Ciężar netto w kg                        | 22,40           |
| Ciężar brutto w kg                       | 35,60           |