

APWD 075
Miska zlewowa
z płukaniem brzegowym.



EAN: 4002516065661 / Numer materiału: 11013450 / Stary numer materiału: 68507500D

Przynależność produktowa	
Zmywarki do basenów sanitarnych	•
Kompat. z innymi produktami	
PWD 8541	•
PWD 8545	•
PWD 8546	•
PWD 8549	•
Kategoria urządzeń	
Pozostałe akcesoria	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	970
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	500
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	600
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1150
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	730
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	800
Ciężar netto w kg	22,40
Ciężar brutto w kg	35,60