

APWD 090

Wkład

do optymalnego przygotowywania i dezynfekcji w zmywarce do basenów sanitarnych.



EAN: 4002516066118 / Numer materiału: 11013590 / Stary numer materiału: 68509000D

| | |
|--|-----------------|
| Przynależność produktu | |
| Zmywarki do basenów sanitarnych | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| PWD 8545 | • |
| Kategoria produktowa | |
| Wkład na baseny sanitarne i kaczki | • |
| Właściwości produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Kolor | Stal szlachetna |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie basenów sanitarnych i kaczek | • |
| Zdolności produkcyjne | |
| Kaczki [ilość] | 3 |
| Baseny sanitarne [ilość] | 1 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 340 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 380 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 295 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 305 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 305 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 395 |
| Ciężar netto w kg | 1,28 |
| Ciężar brutto w kg | 2,01 |