

APWD 090

Wkład

do optymalnego przygotowywania i dezynfekcji w zmywarce do basenów sanitarnych.



EAN: 4002516066118 / Numer materiału: 11013590 / Stary numer materiału: 68509000D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Zmywarki do basenów sanitarnych	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PWD 8545	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wkład na baseny sanitarne i kaczki	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie basenów sanitarnych i kaczek	•
<b>Ładowność</b>	
Kaczki [ilość]	3
Baseny sanitarne [ilość]	1
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	340
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	380
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	295
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	305
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	305
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	395
Ciężar netto w kg	1,28
Ciężar brutto w kg	2,01