


APWD 060

Kosz

do optymalnego umieszczenia różnych wkładów i szalek siatkowych.



- Wysokość załadunku 230 mm, szerokość 370 mm, głębokość 395 mm

EAN: 4002516066644 / Numer materiału: 11017140 / Stary numer materiału: 68406000D

| | |
|--|------------------------------------|
| Przynależność produktowa | |
| Termodezyniektory | • |
| Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne | • |
| Kompat. z innymi produktami | |
| PWD 8531 | • |
| PWD 8532 | • |
| PWD 8534 | • |
| Kategoria urządzeń | |
| Inny kosz | • |
| Cechy produktu | |
| Materiał | Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne |
| Kolor | Stal szlachetna, Biały |
| Obszar zastosowania | |
| Przygotowywanie narzędzi ginekologicznych | • |
| Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych | • |
| Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych | • |
| Przygotowywanie ortopedycznych narzędzi operacyjnych | • |
| Przygotowywanie tacek/tac | • |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 85 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 395 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 469 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 262 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 408 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 512 |
| Ciężar netto w kg | 1,42 |
| Ciężar brutto w kg | 2,92 |