

APWD 061

Kosz

do optymalnego umieszczenia prostnic i różnych wkładów oraz szalek siatkowych.



- Wyposażona w 6 uchwytów na prostnice, kątnice i turbiny
- Wyposażenie w 6 iniektorów o śr. 3,8 mm x 15 mm do ssawek
- Aktywne suszenie wewnętrzne prostnic i kątnic
- Wymiary załadunkowe: wys. 230, szer. 320, gł. 395 mm

EAN: 4002516066651 / Numer materiału: 11017150 / Stary numer materiału: 68406100D

Przynależność produktowa	
Termodezynfekторы	•
Kompat. z innymi produktami	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Kategoria urządzeń	
Kosz iniekcyjny	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Niebieski, Stal szlachetna, Biały
Ładowność	
Narzędzia transmisyjne [ilość]	6
Narzędzia z pustką [ilość]	6
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	85
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	395
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	469
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	262
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	408
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	512
Ciężar netto w kg	2,18
Ciężar brutto w kg	3,68