

APWD 062

Wkład

do optymalnego umieszczenia narzędzi na stojąco.



- Nadaje się do umieszczenia sond, pincet i lusterek dentystycznych
- Do umieszczania pilników, dłut i instrumentów podologicznych.

EAN: 4002516066668 / Numer materiału: 11017160 / Stary numer materiału: 68406200D

Przynależność produktu	
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Kategoria produktowa	
Wkład na narzędzia	•
Wkład/moduł na narzędzia stomatologiczne	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	122
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	124
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	395
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	230
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	415
Ciężar netto w kg	0,71
Ciężar brutto w kg	0,95