

APWD 063

Wkład

do optymalnego umieszczenia do 8 tacek lub kaset.



- Wyposażona w 9 uchwytów, odstęp 40 mm

EAN: 4002516066675 / Numer materiału: 11017170 / Stary numer materiału: 68406300D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Termodezynfektory	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wkład na tacki/tace	•
Wkład/moduł na narzędzia stomatologiczne	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie tacek/tac	•
<b>Ładowność</b>	
Tace/zasobniki [liczba]	8
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	110
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	103
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	389
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	185
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	222
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	556
Ciężar netto w kg	0,30
Ciężar brutto w kg	1,09