

GP CA ST 0252 L

Środek do konserwacji stali szlachetnej, 250 ml
dla równomiernie połyskującej matowej, czystej powierzchni stalowej.

EAN: 4002516084310 / Numer materiału: 11023350 /
Stary numer materiału: 22996913EU1



- Usuwa odciski palców, zacieki i plamy
- Pozostawia warstwę ochronną zapobiegającą przywieraniu zabrudzeń
- Bardzo wydajny i łatwy w użyciu
- Nadaje się do powierzchni mających styczność z żywnością
- Najlepsza pielęgnacja na wiele lat niezawodności