

A 623
Moduł
do optymalnego mocowania menzurek.



- Wyposażona w 4 dysze
- Do menzurek o pojemności 1–2 l
- Wychylne uchwyty zapewniające łatwą obsługę

EAN: 4002516071440 / Numer materiału: 11025560 / Stary numer materiału: 69662300D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na menzury	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie cylindrów miarowych	•
Ładowność	
Cylindry miarowe [ilość]	4
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	437
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	255
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	608
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	500
Ciężar netto w kg	6,30
Ciężar brutto w kg	7,80